

NUTRICAIR® ENTERAL TILLBEHÖR



NUTRICAIR® Enteral Uppdragningsrör för medicinering, mjölk och andra enterala lösningar

Uppdragningsrör, ENFit-hankoppling

ARTIKEL NR.	MÅTT	AVD. FP	TRPT. FP
NCE05NS	5 cm	150	2400
NCE05NSO	5 cm - Flexibel tub	150	2400
NCE10NS	10 cm	150	1200
NCE15NS	15 cm	150	1200
NCE20NS	L = 25 cm ; Ø 2,15 mm	100	800
NCE25NS	L = 25 cm ; Ø 4,5 mm	100	800



NUTRICAIR® Enteral Flaskkorkar för läkemedel

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE20NC	Kork till injektionsflaska Ø 20 mm	40	640
NCE100NC	Trappformad kork Ø 11 till 21 mm	100	1600
NCE302NC	Skruvkork Ø 28 mm	50	800


NUTRICAIR® Enteral ENFit kork för matningssond

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE301NC	ENFit kork för matningssond x 1	200	3200



NUTRICAIR® Enteral Övergångsadaptrar för enteral nutrition

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE100NA	Mjuk kon med lock - ENFit-hona	150	2400
NCE101NA	Mjuk vid kon med lock - ENFit-hona	100	1200
NCE104NA	ENFit-hane - trappformad koppling	100	1600
NCE105NA	ENFit-hane - lång trappformad koppling	100	800
NCE400NA	ENFit-hane - trappformad koppling (Ø 1,6 mm ; L = 30 cm)	75	600



NUTRICAIR® Enteral Adapter för enteral hydrering



ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE200NA	Skruvkork för vattenflaska med ENPlus-port för ENPlus cross spike / administreringsset	25	400

NUTRICAIR® Enteral Förlängningsslang



ENFit-hane - ENFit-hona med kork

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE1210NN	Ø 1,6 mm ; L = 100 cm	50	400
NCE1215NE	Ø 1,6 mm ; L = 150 cm	50	400
NCE1315NE	Ø 3 mm ; L = 150 cm	25	400

NUTRICAIR® Enteral 3-vägs kran



ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE300R	3-vägs: 2 ENFit-hanar, 1 ENFit-hona	50	800

NUTRICAIR® Enteral Y-portadapter



ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE100NY	2 ENFit-hanar och 1 ENFit-hona	100	1600
NCE101NY	1 ENFit-hane, 1 vid konformad och 1 trappformad koppling	50	800
NCE102NY	1 ENFit-hane, 1 konformad och 1 trappformad koppling	50	640

