

ProFeel - PI vit Operationshandske

 MEDIQ



PROFEEL®

DHD™ Polyisoprene Puderfri
Latexfri Operationshandske

En ny teknologi för syntetiska handskar

Den här latexfria och puderfria handsken representerar den senaste innovativa teknologin av syntetiska handskar. Handsken är tillverkad av en syntetisk polymer och inkluderar vår högteknologiska Damp Hand Donning teknologi. Med **WRP's nya PROFEEL®DHD™ Polyisoprene operationshandskar** kan du glädjas åt passformen och känna komforten i en 100 % latexfri produkt.

·Då handsken är puderfri elimineras risken för reaktioner av pudernas allergener

·Tillverkningsprocessen garanterar en perfekt passform på handsken



·Damp Hand Donning (DHD) - insidan på handsken är belagd med en polymerbeläggning vilket underlättar påtagning

·Innehåller inte någon naturgummilates, till fördel för personer med latexallergi

·Den höga draghållfastheten gör handsken hållbar

·Den förstärkta manschetten och rullkragen förhindrar att handsken rullar tillbaka, samt att den inte går sönder vid påtagning

PRODUKT INFORMATION*

Typ: Puderfri polymerbelagd Damp Hand Donning (DHD) Gamma steriliserad

Material: Syntetisk Polyisoprene

Storlekar:

Storlek	Art.nr.	Handbredd (mm)	Längd (mm)
5 1/2	10012144	72	280
6	10003577	78	280
6 1/2	10003894	84	295
7	10003806	90	295
7 1/2	10003927	96	300
8	10003827	103	300
8 1/2	10003395	109	300
9	10003487	114	300

Tjocklek:

Mätningställe	Enkel vägg (mm)
Finger (15 mm från fingertoppen)	0.24
Handflata (i mitten av handflatan)	0.22
Manschett (25 mm från kanten)	0.17

Färg: Naturvit

Form och egenskaper: Anatomiskt formad, förstärkt manschett med rullkant.

Förpackning: Avd.förp. 50 par. Trsp.förp. 200 par.

Uppfyller krav enl. ASTM D3577 och BS EN 455 del 1, 2, 3 och 4

Kvalitetsstandard: Tillverkningsprocessen är i enlighet med US FDA Quality System Regulation (QSR) and BS EN ISO9001 Quality System



BS EN ISO 9001:2000
BRITISH STANDARD
CERTIFICATE NO. 1111111110



NO ISO 9002 REG. NO. A80027



COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC

För mer information



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com