


Skålset litet med dubbelhäftande tape

Sterilt

Latexfritt

Material: Polypropylen
Färg: Transparent



Innehåll:

1 st skål á 250 ml + 1 st tape storlek 10,5x1,8cm
 1 st skål á 500 ml + 1 st tape storlek 13x1,8cm
 2 st skålar á 1000 ml + 2 st tape storlek 17x1,8cm

Skålar:	Polypropylen, transparent - Bruksfärdiga
Dubbelhäftande tape:	Polyuretan film, skyddspapper på båda sidor om den tunna filmen
Sterilisering:	EO enligt ISO 11135
CE-märkning:	Klass 1 steril enl MDD annex 5
Tillverkning:	Kina
Certifiering:	ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012
Lagring:	5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Avd fp st	Trp fp st
9158167	14 x 1	2 x 14 x 1 = 28