



Leverantör:  
Sterisets

# Nålförare Hegar

## Steril nålförare av av rostfritt stål - engångs

- Engångsinstrumenten är tillverkade med hög kvalitet, prestanda och fin utformning.
- Instrumenten ger ökad kvalitetssäkring och minskar risken för korskontaminering. Minskar risken för infektioner.
- Kostnadseffektivt alternativ som ger besparingar som t.ex. frigörande av tid vid sterilisering mm.
- Instrumenten har tydlig markering för att skilja dem från de traditionella instrumenten så förväxling undviks.

Art. nr.	Ref. nr.	Beskrivning	Avd. förp.
10003934	570027S	nålförare Hegar 13 cm.	25



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com