

Hudmarkeringspenna

Steril, engångspenna
med mätlinjal och etiketter



Steril, klar att använda

Securline® pennan är en steril, engångs märkpenna för att preoperativt rita/markera på hud. Securline® pennan är gammasteriliserad och 1-stycks förpackad i lättöpnad fläkförpackning. Pennan är CE-märkt.

Bläck med hög tvättfasthet

Gentiana blått/lila bläck ger en väl synlig markering utan tatuerande effekt. Bläcket är giffritt av mycket hög kvalitet och med hög tvättfasthet. Bläcket innehåller EJ alkohol.

2 pennor i en

Pennans spets är speciellt utformad för att kunna rita mycket tunna eller breda (kraftiga) linjer. När pennan hålls vinkelrätt mot huden blir linjen tunn och när pennan lutats/vinklas blir linjen bredare (kraftigare), se nedan, med skarpa kanter utan att smeta.

Storlek bred märkspets: 1mm

Storlek tunn märkspets: 0,8mm

I varje produktförpackning finns:

- Artikel 1000-00-PDG En mätlinjal med både inches och metrisk gradering
- Artikel 100L-00-PDG Etiketter och en mätlinjal med både inches och metrisk gradering


Miljöfakta

Plastmaterialet i pennan är polypropen. Både pennan och dess förpackningar är fria från LATEX och PVC.

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Förpackningsmått

| Förpackning | Längd mm | Bredd mm | Höjd mm |
|-------------|----------|----------|---------|
| Trpt. förp | 230 | 230 | 170 |
| Avd. förp | 230 | 230 | 170 |
| St. förp | 200 | 43 | 10 |

| Art nr | Beskrivning | Avd förp | Trpt förp |
|-------------|---|----------|------------------|
| 1000-00-PDG | Hudmarkeringspenna Securline® Linjal | 10 st | 100 st (10 x 10) |
| 100L-00-PDG | Hudmarkeringspenna Securline® Etiketter och linjal | 10 st | 100 st (10 x 10) |