

## REG PAPPER ULTRALJUD UPP-110HG



### Produktbeskrivning

Reg papper ultraljud  
UPP-110HG 110MMX18M

Videoprinterpapper för ultraljud.

Glansig yta

Foto-kvalitet

Förvaring

Rumstemperatur 15-25° C

För mer information välkommen att kontakta Mediqs Kundservice tel 0771 758 758

Mediq Sverige AB

P.O Box 10302, SE-434 24 Kungälv  
Hallabäcksvägen 1, SE-434 37 Kungälv  
Org.nr 556252 - 2317

Tel +46(0)31 388 90 00  
Fax +46(0)31 388 90 01

[www.mediq.se](http://www.mediq.se)  
[info@mediqsverige.se](mailto:info@mediqsverige.se)