

Ambu® WhiteSensor WS-00-S/RT/50

- Centrerad kolfiberknapp
- Foam
- 36 x 40 mm
- Fast gel
- Kan användas under rtg och MR
- Droppformad, lätt att applicera
- 5 elektroder på ett ark
- 50 elektroder/påse
- PVC fri
- Latexfri



Användningsområde:

- Övervakning för vuxna och även större barn tex
- Anestesi
- EKO
- Pacemakerkontroller
- Vårdavdelning
- Akutmottagning
- Vilo-ekg om man använder kablar för anslutning till tryckknapp