

Engångsremmar - Hygienisk och enkel säkring av patient under operation

Hygieniska remmar för engångsbruk framställd av 2 lager mjuk vit polyester med kardborrelåsning och ögla. Genom att använda engångsremmar kan kostnaden för tvätt hållas nere. De är dessutom arbetsbesparande och reducerar användandet av kemikalier vid rengöringen.



	Art.nr.	Mått	Förp.
Benrem	1121	10 x 120 cm	200 st
	1140	10 x 150 cm	150 st
	601100	10 x 220 cm	150 st
	1150	10 x 260 cm	100 st
	1101	10 x 300 cm	100 st



Bukrem	601130	20 x 220 cm	50 st
---------------	--------	-------------	-------



Lårrem	1440	30 x 160 cm	25 par
---------------	------	-------------	--------



Arm/GU Rem	601110	5 x 85 cm	200 par
	1120	5 x 120 cm	200 par

MEDI PLAST®

OSSANO®
SCANDINAVIA

Box 1004, 212 10 Malmö

+46 (0)40 671 23 00

mediplast.info@mediplast.com

www.mediplast.com

www.ossano.se