

# Tvättset EDA non-woven

## Sterilt

Latexfritt

**Material tork & kompress:**  
**70% viskos**  
**30% polyester**  
**Gramvikt: 30 g/m<sup>2</sup>**



**Färg tork:** Vit, utan optiskt blekmedel

**Tork:** 5 st 50 mm Ø

**Kompress:** 1 st 5x5 cm, 4-lagers

**Elastisk ring i tork:** Material: Silikon

**Njurformat skål:** Polypropylen, blå, 255 x 155 x 44 mm - bruksfärdig

**Skål:** Polypropylen, transparent, 1 st á 250 ml - bruksfärdig

**Peang:** Polystyren, blå, 19 cm lång

**Omslagsduk:** Papper/plast (vitt 18 g/m<sup>2</sup> / grönt 29 g/m<sup>2</sup>), Storlek; 60 x 70 cm

**Sterilisering:** EO enligt ISO 11135

**CE-märkning:** Klass 1 steril enl MDD annex 5

**Tillverkning:** Kina

**Certifiering:** ISO 13485:2016

**Lagring:** 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Antal tork /kompress	Utvikt storlek tork	Avd fp st	Trp fp st
9158134	5 st / 1 st	20 x 30 cm	10 x 1	2 x 10 x 1 = 20