

# Tvättset non-woven med skål

## Sterilt

Latexfritt

**Material tork:**  
**70% viskos**  
**30% polyester**  
**Gramvikt: 30 g/m<sup>2</sup>**



<b>Färg tork:</b>	Vit, utan optiskt blekmedel
<b>Antal tork:</b>	<b>10 st</b>
<b>Elastisk ring:</b>	Material: Silikon
<b>Diameter tork:</b>	50 mm
<b>Skål:</b>	Polypropylen, blå 500 ml volym
<b>Sterilisering:</b>	EO enligt ISO 11135
<b>CE-märkning:</b>	Klass 1 steril enl MDD annex 5
<b>Tillverkning:</b>	Kina
<b>Certifiering:</b>	ISO 13485:2016
<b>Lagring:</b>	5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Art nr	Antal tork	Storlek diameter	Utvikt storlek	Avd fp set	Trp fp set
9150032	10 st	50 mm	20 x 30 cm	1 x 10	1 x 10 x 4 = 40