



MiniONE® Balloon Button

Gastrostomiknapp med låg profil



- MiniONE® Balloon Button finns i ett brett urval av storlekar med längder upp till 6,5 cm.
- Liten, låg och mycket skonsam mot huden.
- Ballongen är speciellt utformad för att förhindra läckage.
- Ballongen är tillverkad i tålig medicinsk silikon av högsta kvalitet
- Lång livslängd
- Mjuk och flexibel för maximal komfort

Den mjuka anatomiskt utformade toppen förhindrar hudirritation/tryck

Vattenventilen är tydligt märkt med rekommenderad cuffvolym i ml

Tydlig storleksmärkning på produkt

Äppelformad ballong för att förhindra läckage

FR	Minimum cuffvolym i ballong	Rekommenderad cuffvolym	Max cuffvolym
12FR	2 ml	2,5 ml	3 ml
14FR	3 ml	4 ml	5 ml
16FR	4 ml	6 ml	8 ml
18FR	6 ml	8 ml	10 ml
20FR	7 ml	10 ml	15 ml
24FR	7 ml	10 ml	15 ml





MiniONE® Balloon Button singelpack

CM	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR
0.8	SM1-5-1208	SM1-5-1408				
1.0	SM1-5-1210	SM1-5-1410	SM1-5-1610	SM1-5-1810	SM1-5-2010	
1.2	SM1-5-1212	SM1-5-1412	SM1-5-1612	SM1-5-1812	SM1-5-2012	
1.5	SM1-5-1215	SM1-5-1415	SM1-5-1615	SM1-5-1815	SM1-5-2015	SM1-5-2415
1.7	SM1-5-1217	SM1-5-1417	SM1-5-1617	SM1-5-1817	SM1-5-2017	SM1-5-2417
2.0	SM1-5-1220	SM1-5-1420	SM1-5-1620	SM1-5-1820	SM1-5-2020	SM1-5-2420
2.3	SM1-5-1223	SM1-5-1423	SM1-5-1623	SM1-5-1823	SM1-5-2023	SM1-5-2423
2.5	SM1-5-1225	SM1-5-1425	SM1-5-1625	SM1-5-1825	SM1-5-2025	SM1-5-2425
2.7	SM1-5-1227	SM1-5-1427	SM1-5-1627	SM1-5-1827	SM1-5-2027	SM1-5-2427
3.0	SM1-5-1230	SM1-5-1430	SM1-5-1630	SM1-5-1830	SM1-5-2030	SM1-5-2430
3.5	SM1-5-1235	SM1-5-1435	SM1-5-1635	SM1-5-1835	SM1-5-2035	SM1-5-2435
4.0	SM1-5-1240	SM1-5-1440	SM1-5-1640	SM1-5-1840	SM1-5-2040	SM1-5-2440
4.4		SM1-5-1444	SM1-5-1644	SM1-5-1844	SM1-5-2044	SM1-5-2444
5.0		SM1-5-1450		SM1-5-1850		
5.5		SM1-5-1455				
6.0		SM1-5-1460		SM1-5-1860		
6.5		SM1-5-1465				



MiniONE® Balloon Button singelpack innehåller:

- MiniONE® Balloon Button gastrostomiport
- AMT Introducer
- Spruta till fyllning av ballong, 10 ml
- Gel

