




HIPFIX 2015 för stabil och precis patientplacering i sidoläge.

HIPFIX har mer än 20 års klinisk historia.

Nu med individuella patientset för varje operation för att möta dagens krav på hygien, komfort samt




HIPFIX använder ett unikt tre punkts fixationssystem (crista iliaca och sacrum) för att få en stabil positionering av patient samtidigt som man ger kirurgen access och manöverbarhet inom operationsområdet.



- Samtliga original modeller av Hipfix kan nu uppgraderas för att passa det nya systemet med individuella patientset.
- Ingen risk för kontamination, säkert, hygieniskt, komfortabelt och enkelt.
- Engångsseten är latexfria och testade fria från allergi framkallande material.
- Ett set (två små kuddar anterior och en stor posterior) används per patient/operation.
- Enkelt och funktionellt klick i och ur system av kuddarna.




HIPFIX Modeller




Original HIPFIX 2000

Artikelnummer: 2000-01



Uppgraderings kit

Artikelnummer:2015-100



Original HIPFIX Mark 1

Artikelnummer: 1900-01



Uppgraderings kit

Artikelnummer:1915-100



Engångs patientset

Artikelnummer: 2015-50

25st per förpackning



Box 1004, 212 10 Malmö

+46 (0)40 671 23 00

mediplast.info@mediplast.com

www.mediplast.com

www.ossano.se