

Ambu[®] Blue Sensor L-00-S/25

- Tryckknapp
- Våt gel
- Mikroporös häfta
- 55 mm
- Dubbla häftsystem för att säkra god vidhäftning

Användningsområde:

En utmärkt standardelektrod för alla typer av långtidsövervakning t.ex:

- Holter
- Telemetri
- Event recording/Rtest

Mikroporös häfta har hög genomsläpplighet för luft och vattenånga, vilket gör att elektroden lämpar sig väl för att sitta under en längre tid.

L-elektroden har dubbla häftsystem för att uppnå optimal häftförmåga.

Fixera först den inre ringen – den fäster omedelbart.

Därefter den yttre ringen med microporös tape – som säkrar vidhäftning över tid.

