


Urisys® 1100 instrument

För avläsning av urintestremсор



*Pålitliga, exakta och högkvalitativa
resultat utan interferens av askorbinsyra
för ökad patientsäkerhet*

Fakta Urisys® 1100

Urisys 1100 Instrument	Instrument för decentraliserad urinalys. Manuell drift för singeltestremсор Analyssvar efter 1 min Passar för användare med ett mindre provflöde Resultatenheter: SI, Arbiträra	
Combur10 Test UX 100 test/frp	Parametrar Spec. Vikten 1.000–1.030 pH 5–9 Leukocyter Neg - ~500 Leu/ µL Nitrit Neg - Pos (≥17 µmol/L) Protein Neg - 5g/L Glukos Norm - 56mmol/L Ketoner Neg - 15mmol/L Urobilinogen Norm - 200 µmol/L Bilirubin Neg - 100 µmol/L Blod ≤ 5 / µL - 250 /µL Kompensationsfält för starkt färgad urin. Minimerad påverkan av askorbinsyra. Förvaring: 2–30 °C Hållbarhet: ca ≥20 månader	
Control-test M 50 test/frp	Bruksfärdig, återanvändbar testremsa för kalibrering av Urisys 1100 och för att kontrollera instrumentens prestanda. Förvaring: 2–30 °C Hållbarhet: ca 5 år	
Släde (C5) till testremsan Combur10Test UX	Släde för transport av testremsa in i instrumentet	
Printerpapper (termo-)	Förpackningsstorlek 4 x 5 rullar	

COBAS är registrerat varumärke från Roche.

©2018

För mer information kontakta

Roche Diagnostics Scandinavia AB, Box 1228, 171 23 Solna, Tel 08-4048800, www.roche.se