

Esmark

MEDIPLAST kan erbjuda Er ESMARK BINDOR. En mjuk och smidig binda av syntetgummi. Används för att linda extremiteter när blodtomt fält önskas. Produkten finns i tre olika bredder och två längder. Steril produkt som endast är avsedd för engångsbruk.



Syntetisk Polyisopren

LATEXFRI

ESMARK BINDOR

PUDER

Art.nr.	Beskrivning	Avd.fp.	Trpt.fp.
60702010	8 x 274 cm	10	150
60702011	10 x 274 cm	10	150
60702012	15 x 274 cm	10	70
60702013	8 x 365 cm	10	150
60702014	10 x 365 cm	10	150
60702015	15 x 365 cm	6	42

PUDERFRI

Art.nr.	Beskrivning	Avd.fp.	Trpt.fp.
60702016	8 x 274 cm	10	150
60702017	10 x 274 cm	10	150
60702018	15 x 274 cm	10	70
60702019	8 x 365 cm	10	150
60702020	10 x 365 cm	10	150
60702021	15 x 365 cm	6	42

Manufacturer: Mediplast Srl / www.mediplast.com/IT