

Produktblad

HEGU Dry Needle

art. nr: DNH40030H (0,30 x 40 mm)

art. nr: DNH50030H (0,30 x 50 mm)

art. nr: DNH60030H (0,30 x 60 mm)

art. nr: DNH75040H (0,40 x 75 mm)



Hegu Dry Needle är en koreansk nåltyp tillverkad av högkvalitativt japanskt kirurgiskt rostfritt stål. Handtaget s.k "spring handle" uppfanns av koreanska tillverkare av akupunktur nålar.

HEGU Dry Needle har en unikt skarp, diamantslipad konisk spets med mycket hög precision, ett tunt lager med medicinskt silikon och ett rejält handtag som gör den lätt att föra in och använda.

HEGU Dry Needle har en ny modern typ av hylsa med en enkel och genial "enhandsfunktion" för att enkelt lossa nålen från hylsan.

Se instruktionsfilm hur du lossar nålen från hylsan här: <https://youtu.be/vE8DoBc4HpE>

- Koreansk nåltyp av rostfritt, kirurgiskt fjäderstål.
- Med hylsa.
- Steriliserad med etylenoxid. 3 års steriliseringstid från tillverkningsdatum.
- 100 st (1-pack)
- Förpackade styckvis per blister (1-pack)
- För engångsbruk.
- CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC klass II