



UNDERSÖKNINGSHANDSKE

Undersökningshandske i COPOLYMER - PUDERFRI

En transparent handske i copolymer uppfodrad på papper. En mjuk handske med bra fingertoppskänsla. Lämplig för arbete inom sjukvården. Finns ren samt sterilförpackad.

Längd: 28 cm ± 2%

Tjocklek: 0,03 mm

Steriliseringsmetod: Gamma

Färg: Transparent

Kemiska Data / Material

Copolymer av EVA

PVC-fria

Klassifikation / Standard

EN ISO 13485

EN 455-1

EN 455-2

EN 552

EN 556

Artikelnr	Beskrivning	Avd.fp	Trpt.fp
	Osteril handske på papper		
	Enstyckförpackad		
604500	Small, nr 6 - 6 ½	100	1000
604501	Medium, nr 7 - 7 ½	100	1000
604502	Large, nr 8 - 8 ½	100	1000
	Steril handske på papper		
	Enstyckförpackad		
604510	Small, nr 6 - 6 ½	100	2400
604511	Medium, nr 7 - 7 ½	100	2400
604512	Large, nr 8 - 8 ½	100	2400
	Steril handske på papper		
	Parpackad		
604520	Small, nr 6 - 6 ½	50 par	1200 par
604521	Medium, nr 7 - 7 ½	50 par	1200 par
604522	Large, nr 8 - 8 ½	50 par	1200 par

Avd.fp = min.kvant/best