



Tappningskateter

FloCath Hydrogel

FloCath tappningskateter

De hydrofila tappningskatetrarna är tillverkade av transparent DEHP-fri PVC. Katetrarna finns i manligt (40 cm), kvinnligt (20 cm) och pediatrikt (30 cm) utförande och finns med både nelaton- och tiemann spets. Ögonen på katetrarna är polerade för att minska risken för slemhinneskador. Färgmarkering för indikering av kateterstorlek. Katetern skall blötas i koksaltlösning eller vanligt vatten i 30 sekunder före användandet. Latexfri.

Art.nr.	Storlek ch	Längd cm	Spets	Förp.
10001684	8	20	Nelaton	30
10001685	10	20	Nelaton	30
10001686	12	20	Nelaton	30
10001687	14	20	Nelaton	30
10001869	16	20	Nelaton	30
10012564	6	30	Nelaton	30
10001852	8	30	Nelaton	30
10001853	10	30	Nelaton	30
10001854	8	40	Nelaton	30
10001855	10	40	Nelaton	30
10001688	12	40	Nelaton	30
10004222	14	40	Nelaton	30
10001689	16	40	Nelaton	30
10001690	18	40	Nelaton	30
10014052	20	40	Nelaton	30
10001910	10	40	Tiemann	30
10001931	12	40	Tiemann	30
10001932	14	40	Tiemann	30
10001933	16	40	Tiemann	30
10001934	18	40	Tiemann	30

Leverantör

Teleflex

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2021-12