



Personalized PDF Catalog
Catalogue Generated den 21 mars 2019

Teststrips, MColorpHast™, Supelco®

Leverantör: Merck Millipore

Teststrips med ett speciellt färgämne kovalent bundet till pappret som sedan fästs på plastremсор.



- Icke blödande - kontaminerar inte lösningen som testas
- Kvalitetssäkring - tester kontrolleras och kalibreras mot certifierade buffertlösningar
- Stora och mindre pH-områden finns

ORDER

VWR art.nr	Antal	Benämning	pH-område	pH-gradering	Förp.
1.09535.0001		Universal indicator strips	0 - 14	1	100 Tests
1.09540.0001		Specialindikator	0 - 2,5	0,3 - 0,5	100 Tests
1.09531.0001		pH indicator strips	0 - 6,0	0,5	100 Tests
1.09541.0001		Specialindikator	2,5 - 4,5	0,2 - 0,5	100 Tests
1.09542.0001		Specialindikator	4,0 - 7,0	0,2 - 0,5	100 Tests
1.09543.0001		Specialindikator	6,5 - 10,0	0,2 - 0,5	100 Tests
1.09545.0001		Specialindikator	11,0 - 13,0	0,2 - 0,5	100 Tests
1.09584.0001		Specialindikator	2,0 - 9,0	0,5	100 Tests
1.09450.0010		Individuellt förpackade (utan färgskala)	2,0 - 9,0	1	1.000 Tests
1.09532.0001		Teststrips	7,5 - 14,0	0,5	100 Tests
1.09450.0013		pH-remsor, enskilt inslagna (utan färgskala)	2,0 - 9,0	1	25.000 Tests
1.09533.0001		Teststrips	5,0 - 10,0	0,5	100 Tests
1.09502.0001		Specialremсор för grumliga lösningar	2,0 - 9,0	1	100 Tests