






Hem > Hygien, städ och packprodukter > Catering > Servetter och tillbehör > Dispenserservetter
> Dispenserservetter 1-lags Design och enfärgade



Dispenserservetter 1-lags Design och enfärgade

Dispenserservetter är det bästa valet när du behöver tillgodose mycket folk med servetter. Det finns ett stort urval av passande dispensers i olika design.

Artikel		Bredd mm	Längd mm	Kvantitet		Pris
2037369	 Dispenserservett Tork Xpressnap N4 natur med miljötryck 22x33cm 1-l		330	9000	Styck ▼	N/A
2043639	 Dispenserservetter 1-lag 21x26cm vit		260	10800	Styck ▼	N/A
2010584	 Dispenserservetter compactfold, 1-lags 24x29,5 cm, vit	240	295	10800	Styck ▼	N/A
500103	 Dispenserservetter Tork N2 1-lag 25x30cm, Universal, 1-pack 250/36	250	300	9000	Styck ▼	N/A
500230	 Dispenserservetter N1 32x31cm vit 1-l kuvertvikt	310	320	7200	Styck ▼	N/A