


BD Venflon™ Pro Infusionskanyl



- Infusionskanyl med injektionsport.
- "Back cut" slipad stålkanyl och formgjuten kateterspets för säker punktion och jämn inläggning, med minimal risk för venperforation.
- Flexibla vingar för mjuk anläggning mot huden.
- Injektionsport med snäpplock, som medför minimal risk för kontaminering.
- Försedd med BD Vialon™ röntgentät polyuretankateter, som mjuknar då den lagts på plats i venen, vilket minskar risken för mekanisk flebit.
- Färgkodifierade enligt ISO standard.



Kateter G	Kateter ytterdiam mm	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
22	0,9	25	Blå	50/500	393202
20	1,1	32	Rosa	50/500	393204
18	1,3	32	Grön	50/500	393206
18	1,3	45	Grön	50/500	393207
17	1,5	45	Vit	50/500	393208
16	1,8	45	Grå	50/500	393209
14	2,0	45	Orange	50/500	393210

Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål
Kateter: Polyuretan BD Vialon™,
Bariumsulfat
Övriga delar: Polyeterimid,
Polypropylen, Polyetylen,
Silikon, Silikonolja

Förpackningsmaterial

Infusionskanyl:
Tyvek-laminat
Polyester
Kartong
Wellpapp



Steriliseringmetod

Strålsterilisering



3 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(Klass IIa)

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com