

PRODUKTSPECIFIKATION



Art.nr: 246051 **Soft-Care**Tvättlapp/Torkduk
3-lag plan



Användningsomr:	Tvättlapp för intimhygien. Städ och torkduk.		
Beskrivning:	Tvättlappen består av 3 lager sammanpräglad tissue i form av plana ark, ca 190 x 190 mm+-10mm. Skikten är sammanpräglade längs långsidorna samt med ett mönster över hela tvättlappen. Varje förpackning innehåller 1500 tvättlappar som ligger förpackade i kartong på pall. Pallen är sträckfilmad.		
Material, produkt:	Tissuen är tillverkad av syrgasblekt cellulosafiber, TCF-massa (total chlorine free). 100% nyfiber.		
	Antal lag:		3
Förpackning:	Antal/transportförp:		1500 st
	Transportförp/pall:		30 st
	Vikt, transportförp:	Netto:	ca 5,1 kg
		Brutto:	ca 5,4 kg
	Transportförp yttermått:	Längd :	410 mm
		Bredd :	400 mm
		Höjd :	205 mm
	Palltyp/mått:	EUR	800x1200 mm
		Höjd :	1175 mm
Material, förp:	Ytterförpackningen är tillverkad av brun wellpapp. Sträckfilmen är tillverkad av transparent PE (polyeten).		
Destruktion:	Ytterförpackningen kan förbrännas som kartong. Kan läggas i wellpappåtervinning. Sträckfilmen kan förbrännas som plast och behandlas för övrigt som mjuka plastförpackningar.		
Certifiering:	Abena AB är certifierade enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. Våra CE-märkta produkter uppfyller kraven i det Europeiska direktivet för medicintekniska produkter, MDD 93/42/EEC.		
Övrigt:	Abena AB är anslutet till Repa-registret. (556361-8817)		

Kisa 110501

Abena AB

SE-590 40 KISA

Tel:+46(0)49415100

Fax:+46(0)49412448