



Lomatuell® H

Salvkompress av kompress

Lomatuell H består av en högkvalitativ väv i bomull. Den är impregnerad med paraffin och fastnar därför inte i såret. Detta möjliggör en rad olika användningsområde inom sårbehandling.

Utmärkt vid ytliga sår, mindre brännskador, tagställen, transplanterat och olika dermatologiska indikationer. Vidare indikationer är granulerande sår och postoperativt vid plastikoperationer.

Nätstrukturen och salvmängden på kompressen gör den lämplig vid vätskande sår för optimal dränering av exsudat. Kompressen sörjer samtidigt för en god ventilation av såret. Komplettera med ett absorberande täckförband.

Gasvävsnät av 100% bomull. Paraffin av neutral hydrofob vit vaselin.

Finns även osteril i rulle om 7m.

Pos.nr	Prod.grupp	Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
		5x5cm	23 314	10	360
		10x10cm	23 315	10	120
		10x10cm	23 318	50	450
		10x20cm	23 316	10	120
		10x30cm	23 317	10	80
		10cmx7m	93 903	1	72