

# Cellona<sup>®</sup> syntetvadd

Pos:



## Cellona<sup>®</sup> syntetvadd

### Syntetisk polstervadd

#### Beskrivning:

Cellona syntetvadd av polyester för engångsbruk. Vadden behåller sin mjukhet och elasticitet vid långtidsbehandling. Den är luftgenomsläpplig och absorberar inte fukt eller väta. Vidare är vadden stark nog att tillåta applikation i cirkulära turer, samtidigt som den är lätt att riva av för en jämn och slät yta.

#### Användning:

Idealisk för användningsområden där en god polstringseffekt eftersträvas, inte bara i gipssammanhang utan även vid kompressions- och sårbehandling.

#### Applicering:

Cirkelturer. Rivbar.

#### Material:

Består av 100% polyester. Inga optiska blekmedel har använts i tillverkningsprocessen.

#### Sterilisering:

Steriliserbar i autoklav 121°C.

Finns också färdigsteriliserad.



Pos nr	Storlek	Lev.artnr	Avd fp	Trsp fp
	<b>Rena</b>			
	5cmx2,7m	92840	96	96
	7,5cmx2,7m	92841	72	72
	10cmx2,7m	92842	48	48
	15cmx2,7m	92843	36	36
	20cmx2,7m	92844	24	24
	<b>Sterila</b>			
	6cmx3m	12770	8	64
	10cmx3m	12771	8	64
	15cmx3m	12772	5	40
	20cmx3m	12773	4	32