

Urinuppsamlingspåse

- Flerkammarpåse 800 ml
- Urinuppsamlingspåse 1500 ml
- Påhängare



Conveen® urinuppsamlingspåse

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning; allt ifrån droppar till ofrivillig tömning av hela blåsans innehåll. En urinuppsamlingspåse ansluten till en urindroppssamlare (uridom) eller kvarliggande urinkateter, är en bra och funktionell lösning för att tömma blåsan.

Fördelarna med att använda en tömbar påse är att risken för infektioner minskar (slutet system), du slipper byta så ofta och det går utmärkt att koppla den till en annan påse för att få en större uppsamlingsvolym, t ex på natten.

Conveen® Contour flerkammarpåse

Conveen® Contour flerkammarpåse är en tömbar bempåse avsedd för personer som använder kvarliggande urinkateter eller urindroppssamlare. Påsen fördelar urinen i flera kamrar vilket gör att den formar sig efter benet, reducerar skvalp och blir på så sätt extra diskret. Baksidan är försedd med ett hudvänligt non-wovenmaterial som gör kontakten mot benet mjuk och behaglig. Påsen töms med hjälp av en tömningsklämma som är enkel att hantera. Slangens kanter är försedda med hål avsedda för Conveen påshängare.

Påsens kanter är försedda med hål avsedda till Conveen fixeringsband. På banden finns knappar, som sätts i påsens förstansade hål. Bandet kan tvättas i 60 grader. Fixeringsbandet är latexfritt.

Conveen® Standard urinuppsamlingspåse

Conveen® Standard urinuppsamlingspåse är en tömbar urinpåse på 1500 ml som används när det finns behov av större volymkapacitet eller som sängpåse. Den är avsedd för personer som använder kvarliggande urinkateter eller urindroppssamlare. Baksidan är försedd med ett hudvänligt non-wovenmaterial som gör kontakten mot benet mjuk och behaglig.

Slangen är 90 cm och finns både som avklippbar eller med en fast konnektor. Påsen har en tydlig volymgradering och den töms med hjälp av en tömningsklämma som är enkel att hantera. Påsens kanter är försedda med hål avsedda för Conveen påshängare.



Conveen® påshängare

Conveen® påshängare är avsedd för flergångsbruk vid upphängning av urinuppsamlingspåse på sängen. Påshängaren har en integrerad hållare för urinpåsens slang. Kan fästas på både runda och kantiga föremål. Tål rengöring och desinfektion i diskdesinfektor (90 grader).



Conveen® Contour flerkammarpåse	Konnektor	Volym (ml)	Slanglängd (cm)	Förp (styck)	Coloplast art nr
	avklippbar	800	65	10	051760

Conveen® Standard urinuppsamlingspåse	Konnektor	Volym (ml)	Slanglängd (cm)	Förp (styck)	Coloplast art nr
	avklippbar	1500	90	10	050620
Påshängare				10	050700

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till söförförbränning med energitvinnning.