

Elodur Fine® Elodur Forte®

Högelastiskt kompressionsbinda



Bestående elasticitet
Hudvänlig
Luftgenomsläpplig
Tvättbar och steriliserbar

Elodur Fine® och **Elodur Forte®** är kompressionsbindor av dauertyp med bestående elasticitet. Bindorna är av högelastisk typ och kompressionsverkan kan regleras genom lindningstekniken. Hårt anlagt förband bör genom sitt stora vilotryck tas av nattetid.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kompressionsförband vid trombosor och venös insufficiens. Reduktion av ödem
Stöd och avlastning vid kompressionsförband eller skador på muskler och leder.

MATERIAL

94% bomull och 6% elastan.

KONTRAINDIKATIONER

- ✓ Arteriell insufficiens.
- ✓ Obehandlad hjärtsvikt.
- ✓ Phlebit.

Art nr	Storlek	Fp/st	Trp/st	Färg
Elodur Forte				
01765-00	6cm x 7m	5	50	beige
01766-00	8m x 7m	5	50	beige
01767-00	10cm x 7m	5	50	beige
01768-00	12cm x 7m	5	50	beige
Elodur Fine				
01775-00	6cm x 7m	5	50	beige
01776-00	8m x 7m	5	50	beige
01777-00	10cm x 7m	5	50	beige
01778-00	12cm x 7m	5	50	beige

® Reg Trade Mark