




Salvkompress

 **smith&nephew**
Jelonet 
Salvkompress

Mjuk och icke vidhäftande
Många användningsområden
Flertal olika storlekar



Jelonet - Salvkompress

JELONET är en steril salvkompress av paraffin tillverkad av en specialvävd gasväv. Denna interlockteknik medför att trådarna inte fransar sig vid klippning av kompressen.

JELONET är mjuk och icke vidhäftande och kan kombineras med ett täckförband.

JELONET innehåller ej läkemedel och är idealiskt att använda tillsammans med antibiotikabehandling under läkares överinseende.

JELONET finns i ett flertal storlekar och den största storleken är lämplig att använda på brännskadekliniker.

Välj mellan olika förpackningar: enstycksförpackad för aseptisk teknik och metervara i större åtgång.


INDIKATIONER

Mindre brännskador och skällskador

Tagställen, hudtransplantationer

Traumatiska sår såsom rivsår och skrubbsår

Bensår



<i>Art.nr</i>	<i>Produkt</i>	<i>St/tp</i>
7403	5 x 5 cm	50
7404	10 x 10 cm	10
7409	10 x 10 cm	100
7415	15 cm x 2 m	12
7459	10 x 40 cm	10
66007477	10 cm x 7 m	1

Wound management

Smith&nephew AB Box 143, 431 22 Mölndal Sverige
Tel: 031-7465800 Fax: 031-870531

www.smith-nephew.com
www.smith-nephew.se