



Curapor® Steril
Häftande universalförband

Mångsidigt allt-i-ett förband för flertalet olika sårtyper med extremt god absorptionsförmåga. Förbandet är idealiskt vid applicering på kroppspartier, där det vanligtvis är svårt att få ett förband att fästa.

Material:

Består av elastisk nonwoven av 100% polyester.

Sårdynan består av ett absorberande skikt viskos/polyester med ett yttre skikt av polyetylen, vilket har den egenskapen att kompressen inte fastnar i såret.

Häftmassa av polyakrylat och är mycket hudvänlig då den är fri från lanolin, latex och kolofonium.

*De fem större storlekarna har tjockare sårdyna och därmed större absorptionskapacitet.

| Pos.nr | Prod.grupp | Storlek | Sårdyna | Lev.artnr | Avdfp | Trpfp |
|--------|------------|----------|---------|-----------|-------|-------|
| | | 7x5cm | 4x2,5cm | | 5 | 20 |
| | | 10x8cm | 6x4cm | | 5 | 20 |
| | | 7x5cm | 4x2,5cm | 22 120 | 100 | 600 |
| | | 10x8cm | 6x4cm | 22 121 | 50 | 300 |
| | | 10x15cm* | 5x11cm | 22 122 | 50 | 300 |
| | | 10x20cm* | 5x16cm | 22 123 | 50 | 300 |
| | | 10x25cm* | 5x20cm | 22 124 | 50 | 250 |
| | | 10x30cm* | 5x25cm | 22 125 | 50 | 250 |
| | | 10x34cm* | 5x29cm | 22 126 | 50 | 250 |