



Indikation:
Kan användas som
fixationsförband, under gips
samt för dermatolo-giskt
bruk. Används på intakt hud.

Latexfritt Tubförband, utan kompression

MEDIPLAST® kan erbjuda Er **DANAFAST**, ett tubformat elastiskt förband utan kompression. **DANAFAST** är elastiskt på bredden och är därmed lätt att applicera. Klippas i valfri längd och kan appliceras enkelt eller dubbelt, ingen extra fixering krävs. Bra luftgenomsläpplighet.

Färgkodad med invävd linje vilket underlättar storleksval.

Tillverkad efter kvalitetsstandard: Drug Tariff 46:1989 från Storbritannien.

DANAFAST:

92% Viskos, 5% Dorlastan, 3% Polyamid

Längd: 10 meter osträckt längd

Artikelnr.	Beskrivning	Antal/avd.frp	Antal/ trp.frp
6050751	RÖD = >3,5 cm, små armar och ben	1	35
6050752	GRÖN = >5,0 cm, fot, hand, ordinära armar, små ben	1	28
6050753	BLÅ = >7,5 cm, ordinära ben, större arm, lår	1	20
6050754	GUL = >10,75 cm, små kroppar, kraftiga lår	1	14
6050755	BEIGE = >17,5 cm, kropp vuxen	1	7
6050757	LILA = >20 cm, stor kropp	1	7

Avd.förp = min.kvant/best