

Elektronisk Blodtrycksmätare Boso Medicus



Komplett blodtrycksmätare för hälsokontroll och snabb blodtrycksmätning. Den är kliniskt validerad, CE-märkt och uppfyller kraven för den Europeiska standarden EN1060.

Förval av trycknivåerna 150-180-210-240 mmHg.

Automatisk uppumpning och avläsning av systoliskt- och diastoliskt- tryck samt puls.

Klarar även höga och låga tryck.

Manschett för normal vuxen ingår. Som tillbehör finns även större o mindre manschetter.

Drivs med 4 st. 1,5 volts batterier LR6 eller med batterieliminators (se extra tillbehör).

Garantitid: 3 år

Boso Medicus blodtrycksmätare

Komplett med batterier och grå dragmanschett

Art.nr: 140-1210

Tillbehör:

Manschett, armomfång 17-22 cm

Art.nr: 140-0430

Manschett, armomfång 22-32 cm(ingår i 140-1210)

Art.nr: 140-0440

Manschett, armomfång 32-48 cm

Art.nr: 140-0450

Nätadapter/Batterieliminators

Art.nr: 170-1010

Anslutningsnippel

Art.nr: 272-1120