

BD Micro-Fine™ + insulinsprutor

- U-100 insulinspruta
- Sprutan har orange skyddshylsa för att tydliggöra att det är en insulinspruta med U-100 gradering. 100 insulinenheter per ml.
- Insulinsprutan har fast kanyl och graverat skaltryck för säker dosering




Spruta volym ml	Gradering (insulinenhet)	Kanylstorlek ytterdiameter x G x längd	Antal Påse/Ask/transportförpackning	Artikelnummer BD	Varunummer Apoteket
0,3 ml	0,5	0,30 mm x 30G x 8 mm	10/100/500	324826	201803
0,5 ml	1	0,30 mm x 30G x 8 mm	10/100/500	324825	230409
0,5 ml	1	0,33 mm x 29G x 12,7 mm	10/100/500	324824	296780
1 ml	2	0,33 mm x 29G x 12,7 mm	10/100/500	324827	296798



Artikelnummer BD: 324826



324825



324824



324827

Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål
 Smörjmedel kanyl: Silikonbaserat
 Cylinder: Polypropylen
 Smörjmedel cylinder: Silikonolja
 Kanylfattning (gäller endast 0,3 ml och 0,5 ml-sprutor): Polypropylen
 Lim: Ultraviolett lim (0,3 ml- och 0,5 ml-sprutor), Ultraviolett lim eller ugnshärdad epoxi (1 ml-sprutor)
 Kolvstång: Polystyren och färgämne
 Gummipackning: Polyisopren
 Kanylskydd: Polyetylen och färgämne
 Kolvskydd: Polyetylen

Förpackningsmaterial

Plastpåse
 Kartong
 Well-papp
 CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klasse IIa)



Sterilisering
 Strålning (gamma)



5 år



Latexfri

Becton Dickinson AB

Marieviksgatan 25
 117 43 Stockholm

+46 (0)8 775 51 60
 bdsweden@bd.com
bd.com/se/diabetes

