


BD™ Pennkanyler



- Samtliga BD™ Pennkanyler är utvecklade med tunnare väggar (Thin wall) 
- Ett komplett sortiment av pennkanyler för att passa alla typer av diabetiker
- Är slipad med speciell teknik, polerad och silikoniserad för att minska smärta vid stick i huden
- Kompatibel med samtliga pennor som används vid diabetesbehandling



Beskrivning	Thin Wall	Kanylstorlek yttre diam x längd	Avdelning/ Transport förp.	Artikelnr. BD		Varunr. Apotek
				Nytt	Gammalt	
BD™ Pennkanyler		0,23 mm (32 G) x 4 mm	100/1200	320211	320636	730285
BD™ Pennkanyler		0,25 mm (31 G) x 5 mm	100/1200	320212	320635	246389
BD™ Pennkanyler		0,25 mm (31 G) x 8 mm	100/1200	320213	320634	235473
BD™ Pennkanyler		0,33 mm (29 G) x 12,7 mm	100/1200	320216	320633	296806

Ingår ej i förmånen



EAN-KODER	4 MM	5 MM	8 MM	12,7 MM
Ask (100 st)	0382903202119	0382903202126	0382903202133	0382903202164
Transport frp (1200 st)	50382903202114	50382903202121	50382903202138	50382903202169

Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål
Ytbehandling: Silikonolja
Ansats: Polypropylen
Kanylskydd: Polyeten + folie-papper
Lim: Epoxy

Förpackningsmaterial

Kartong
Well-papp

CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC
(Klass IIa)



Steriliseringmetod
Gamma



BD Medical - Diabetes Care
Årstaängsvägen 25
Box 47204
100 74 Stockholm
Tel: 08-775 51 00
Fax: 08-645 08 08
www.bd.com/se/diabetes