

# Produktblad Dosett®

## Dosett® Mini

**Storlek:** Mini 80x100x18 mm

**Vikt:** Mini 42 g

**Färg:** Röd, Blå

### Material:

**Låda** SAN, Styrene Acrylonitrile (Tyril SAN 905)

**Galler** ABS, Acrylonitrile Butadiene Styrene (Altech ABS A 100/100)

**Skjutlock** PP, Polypropylene (RA12MN40)

**Folder** 100 g Galerie Art Silk



## Dosett® Medi och Maxi

**Storlek:** Medi 155x102x25 mm  
Maxi 205x133x38 mm

**Vikt:** Medi 106 g  
Maxi 209 g

**Färg:** Medi – Röd, Blå, Turkos  
Maxi – Röd

**Märkning:** För svenska marknaden- svenska

### Material:

**Låda och skjutlock** SAN, Styrene Acrylonitrile (Tyril SAN 905)

**Galler** ABS, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS LG HI-121)

**Säkerhetsspärr** PBT, Polybutylene Terephthalate (Celanex 2002-2 PBT)

**Insats** PET, Polyethylene

**Bruksanv. och ordinationskort** 170g Cyclus Offset

**Kapsel** Korsnäs White

