

CELLCOMB HEALTHCARE

Celltunn Underlägg –
Provtagningsunderlägg med
spärrskikt

UNDERLÄGG

Celltunn är ett enkelt men praktiskt underlägg som används främst vid provtagning t ex blodprov. Celltunn har dock flera användningsområden där mängden vätska är begränsad, såsom dentalservett inom tandvården eller blöjbytesunderlägg på barnavdelningen.

PRODUKTBESKRIVNING

Celltunn Underlägg består av ett absorptionsskikt i blekt tissue och ett



spärrskikt av polyetenfilm som stoppar läckage till underlaget. Den ena produkten levereras i avdelningspåsar om 100 styck, så att man enkelt kan flytta ett mindre antal Celltunn till den avdelning där det behövs. Alla Cellcombs produkter är CE-märkta enligt klass 1 för medicintekniska produkter. Produkterna levereras packade i kartong.

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (cm)	Antal/förp.	Absorptionsskikt	Spärrskikt
100004	Celltunn Underlägg	30x40	100st/påse 2000st/trp	Blekt tissue 26,5 gsm	Blåinfärgad PE- film 14 μ
100005	Celltunn Underlägg	30x40	2000st/trp	Blekt tissue 26,5 gsm	Blåinfärgad PE- film 14 μ

