

ARTIKELGRUPP FÖRVARING

OBJEKTGLASASKAR 2 ELLER 5 GLAS I POLYPROPYLENPLAST

Objektglasask i polypropylenplast med plats för 2 eller 5 glas 76x26mm. Tack vare en praktisk förpackning och ett mycket tålig material kan du genom våra objektglasaskar säkerställa att dina glas förvaras säkert under transport och förvaring. Askarna är utrustade med separata spår för varje glas och ett vidhängande lock.



ART NR: 05300/05309

SPECIFIKATIONER OBJEKTGLASASK

Art nr: 05303 100 st
Antal glas: 2 st

Art nr: 05309 100 st
Antal glas: 5 st
Mått: 81x16x29 mm

Art nr: 05300 400 st
Antal glas: 5 st
Mått: 81x16x29 mm