

### Infusionsstativ standard

Både vårt standard infusionsställ och vårt ställ för doseringspump är designade efter svensk sjukvårdspersonals höga krav på kvalitet, funktionalitet och stabilitet.

### Stativ

Helsvetsade förkromade stålrör utrustat med fyra upphängningskrokar.

### Låsmekanismen

Rattlåsningsmekanismen för höjddregleringen är av expanderkonstruktion. I och med att expandern sluter sig över hela inre röret ger det en mycket mjuk och effektiv låsning. Detta förlänger även livslängden på infusionsstället.

### Fot

Stabilt utförande med fem ben, monteringsbart.

### Hjul

Lättrullande och stabila 100 mm hjul, som ger en effektiv och säker förflyttning, även på mjukare underlag. Antistatiska hjul finns som tillval.

### Körhandtag

Körhandtaget är löstagbart och reglerbart i höjd.

### Infusionsställ För doseringspump

Designat för maximal stabilitet vid montering av doseringspumpar på infusionsstället. Rörkonstruktionen är så utformad att pumparna monteras i centrum av infusionsstället. I övrigt samma utförande som standardstället.

### Mått

Höjd infusionsställ standard:  
133-225 cm.

Höjd infusionsställ för doseringspump:  
133-225 cm.

Fotdiameter: 59 cm.

Hjul: 100 mm länkhjul med grå gummibana alternativt antistatiska hjul.

Infusionsställ	Art Nr
Infusionsställ standard utan körhandtag	080-3050
Infusionsställ standard med handtag	080-3110
Infusionsställ för doseringspump med handtag	080-3200
Infusionsställ för doseringspump utan handtag	080-3210



Rätten till konstruktionsändringar förbehålles