



CareFix

Produktbeskrivning

CareFix nätfixeringsband för fixering av förband och kompresser på huvud eller finger. Förbandet är enkelt att använda, är mycket elastisk och smidig och kan klippas utan att fransa.

Färgkod på kartongen för enkel storleksidentifiering. Kan tvättas i 60 °C.

Sammansättning

70% polyamid, 9% polyester, 21% elasthan

PVC / ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassificering:	Klass I
Steril produkt :	Nej
Lagring	Torr och dammfri
Hållbarhet:	5 år
Kassering av produkten :	Förbränning avfallshantering
Kassering av inre och yttre förpackning	Följ lokala föreskrifter för packningsmaterial

Beställningsinformation

Art.nr.	Modell	Storlek	Färg	Avd. förp.
10004900	Finger	small	gul	20
10004901	Finger	medium	blå	20
10010207	Finger	large	brun	20
10005082	Huvud	small	gul	10
10004697	Huvud	medium	blå	10
10005081	Huvud	large	brun	10
10023323	Huvud	Xlarge	grön	10
10004700	Panna	en storlek	-	10

Leverantör

TYTEX

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, www.mediq.com