





# Vagipress massiv 1422

Wing Plasts Vagipress 1422 med massiv är en vaginaldepressor i miljövänlig plast för engångsbruk. Instrumentet är välkänt inom skandinavisk sjukvård och har bl.a. följande fördelar:

- Stabil konstruktion
- Greppvänlig
- Olika storlekar på spatlarna
- Kan med fördel användas i kombination med Vagispec 1322 då skåran i depressorn träs över spekulums sidokant, varigenom båda instrumenten kan manövreras med en hand (se bild på baksidan)

# Vagipress massiv 1422



Vagipress massiv 1422 kan med fördel kombineras med Vagispec 1322.

## Material

- Polystyren slagfast (Opak)
- Smälttemperatur: 90-100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri
- Miljövänlig




## Vikt

- Detalj: 13 g
- Transportförpackning: 13 kg


## Förpackning

- Avdelningsförpackning: 100 st
- Transportförpackning: 1 000 st
- Pallkvantitet: 32 000 st

### Transportförpackning



### Pall



Vikt: 440 kg  
Volym: 1,7 m<sup>3</sup>

**Kvalitet** ISO 9001  
**Miljö** ISO 14001  
**Medical** ISO 13485



30-1422-001-130517

• **Wing Plast** – Quality Medical Instruments

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 13485



**Wing Plast AB**