


# Dubbelballong Reкто Flergångs 1562

Wing Plasts Dubbelballong Flergångs 1562 utan nät för Rektoskopi undersökningar har följande fördelar:

- Lång livslängd
- Passar till olika ljushuvuden
- Greppvänlig yta

# Dubbelballong Rekto flergångs 1562



CE

## Material

- PVC, Latex
- Smälttemperatur: 180 °C

## Rengöring

- Ej Autoklaverbar
- Kan steriliseras med gas eller radioaktiv strålning


## Vikt

- Detalj: 70 g
- Avdelningsförpackning: 100 g
- Transportförpackning: 100 g


## Förpackning

- Avdelningsförpackning: 1 st
- Transportförpackning: 1 st

## Avdelningsförpackning



## Transportförpackning



30-1562-001-210104

Kvalitet ISO 9001   Miljö ISO 14001   Medical ISO 13485

**Wing Plast** - Quality Medical Instruments



Wing Plast AB