

Operationsstol

Stativ

Helsvetsat förkromat stålårsstativ.

Sits

Perforerad, inställbar i höjd med gaskolv enligt följande:

080-6050, 50-69 cm
 080-6060, 51-70 cm
 080-6070, 51-70 cm
 080-6080, 57-76 cm
 080-6090, 54-73 cm
 080-6100, 57-76 cm

Höj- och sänkbar med gaskolv, handmanövrerad

Art nr

Plastfötter 080-6050
 Länkhjul 080-6060
 Antistatiska hjul 080-6070

Höj- och sänkbar med gaskolv, fotmanövrerad

Länkhjul 080-6080
 Plastfötter 080-6090
 Antistatiska hjul 080-6100

Tillbehör

Dyna klädd med vävburen plast 080-6001
 Antistatisk dyna 080-6002



080-6001

080-6002



080-6050



080-6080

Operationspallar

Utförande

Enstegspallen har längden 48 cm och bredden 34 cm och höjderna 15, 20 eller 25 cm. Tvåstegspallen har längden 45 cm, bredden 38 cm och höjden 42 cm. Den är enkelsidig och försedd med handtagsbygel.

Stativ

Helsvetsat förkromat stålårsstativ med doppskor av plast.

Steg

Belagt med beige plastlaminat och kantat med eklist.



Enstegspall
 48x34x15
 48x34x20
 48x34x25

Art nr
 080-4000
 080-4010
 080-4020

Tvåstegspall
 45x38x42

080-4030



Rätten till konstruktionsförändringar förbehålles.