



## Perfekta® F och K Högelastiska kompressionsbindor

Högelastiska bomullsbindor av hög kvalitet med invävda polyuretantrådar. Bindorna har 170% elasticitet och är därför lätta att applicera och att variera i sin kompressionseffekt.

Den robusta väven ger en optimal högelastisk effekt och är lämpad som stöd och avlastning inom såväl traumatologi och idrotts-hälsövård, som trombosprofylax och för patienter med venös insufficiens. Bindorna är motståndskraftiga mot yttre påverkan, sårsekret, blod mm.

Den höga halten av bomull i bindorna gör dem hudvänliga, luftgenomsläppliga och mycket behagliga att bära.

### Material:

**Perfekta F** består av 94 % bomull och 6% elastan och har en **slät vävstruktur**.

**Perfekta K** består av 94 % bomull och 6% elastan och har en **grov vävstruktur**.

Förbandsklämma av aluminium och elastodien täckt med polyester.

### Elasticitet:

170%

### Tvätt:

Bindan kan tvättas i 60° C. Garanti 50 tvättar om instruktionerna följs. Tvättråd finns på bindorna.

### Sterilisering:

Steriliseras i autoklav (121° C).

### Längder:

Angiven längd är sträckt längd.

Perfekta F och K finns i 7m.

Perfekta F finns även i 10m längd.

Pos.nr	Prod.grupp	Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
		<b>Perfekta F</b>			
		<b>Längd 7m</b>			
		8cmx7m F	20 103	1	50
		10cmx7m F	20 099	1	50
		12cmx7m F	20 100	1	50
		<b>Längd 10m</b>			
		10cmx10m F	20 098	1	50
		12cmx10m F	93 185	1	50
		<b>Perfekta K</b>			
		8cmx7m K	<b>20 129</b>	8	80
		10cmx7m K	20 109	8	80
		12cmx7m K	20 117	8	80