

Röntgentrådsprodukter Gasväv

- Ett brett sortiment av produkter och storlekar
- Patenterad innerförpackning som enkelt kan öppnas med en hand
- Färgkodning och symboler som möjliggör snabb produktidentifiering
- Röntgentråden är säkert fäst i gasväven
- Numeriskt kontrollsystem för enkel kontrollräkning



Gasväv OP-duk

Produktkod	Art. nr.	Beskrivning	Färg	Storlek	Förpackning	Symbol
Grå	175131	Steril 1 st	Vit	45 × 70 cm 3-lagers	22 / 132	
Svart	175160	Steril 5 st	Vit	45 × 70 cm 3-lagers	25 / 150	
Brun	175260	Steril 5 st	Vit	30 × 45 cm 3-lagers	55 / 330	
Blå	175360	Steril 5 st	Vit	40 × 45 cm 3-lagers	45 / 270	

Gasväv OP-kompress

Produktkod	Art. nr.	Beskrivning	Färg	Storlek	Förpackning	Symbol
Orange	159160	Steril 5 st	Vit	10 × 10 cm, 12-lagers	130 / 780	
Gul	159175	Steril 10 st	Vit	10 × 10 cm, 12-lagers	130 / 780	
Lila	159460	Steril 5 st	Vit	10 × 60 cm, 4-lagers	125 / 750	
Blå	159475	Steril 10 st	Vit	10 × 60 cm, 4-lagers	110 / 660	
Grön	159660	Steril 5 st	Vit	10 × 60 cm, 8-lagers	65 / 390	
Grön	159675	Steril 10 st	Vit	10 × 60 cm, 8-lagers	70 / 420	
Röd	159860	Steril 5 st	Vit	10 × 60 cm, 12-lagers	55 / 330	

Gasväv OP-tork

Produktkod	Art. nr.	Beskrivning	Färg	Storlek	Diameter	Förpackning	Symbol
Orange	150060	Steril 5 st	Vit	Nr 0	18	200 / 1200	
Gul	150160	Steril 5 st	Vit	Nr 1	26	175 / 1050	
Blå	150360	Steril 5 st	Vit	Nr 3	30	150 / 900	
Grå	150460	Steril 5 st	Vit	Nr 4	35	100 / 600	
Svart	150560	Steril 5 st	Vit	Nr 5	55	100 / 600	

