



## INFUSABLE - Övertrycksmanschett

- Latexfri, tillverkad i nylon
- Lätt att se infusion påsen
- För en-patients bruk
- Har tryckmanometer
- Finns i storlekar passande för 500 ml, 1000 ml och 3000 ml påsar

### Orderinformation

Art.nr.	Beskrivning	Förp.
IN 800012	500 ml INFUSABLE	12 st
IN 900012	1000 ml INFUSABLE	12 st
IN 950012	3000 ml INFUSABLE	12 st