

BD Flopro™ Överföringskanyl



- BD Flopro™ Överföringskanyl erbjuder en enkel, ekonomisk och säker hantering vid blandning av läkemedel. Kanylens två spetsar är silikoniserade för att underlätta penetration av flaskans membran.



Produktbeskrivning

Avd/Trpt förp.

Art. nr.

BD Flopro™ Överföringskanyl

100/400

397015

Materialinnehåll

Överföringskanyl:
ABS, Silikonolja,
Polypropylen

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex

Förpackningsmaterial

Polyetylen
Polyamid
Kartong
Wellpapp



Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(Klass IIa)



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com