

**Trakealtub Blue Line med Soft Seal kuff nasal/oral Murphy öga**

- \* Tillverkad i klar termosensitiv PVC
- \* Mjuka avfasade kanter vid tubspets och Murphy eye ger minskad skada på stämband och trachealvävnad
- \* Försedd med Profil Soft-seal kuff, hög volym lågtryckskuff med hög vilodiameter
- \* 100% täthetstest av alla kuffar på alla tuber utförs vid produktion
- \* 30 mm kuffdiameter för storlekar 7 - 9,5 mm medför att antalet lagerförda tubstorlekar kan reduceras.
- \* Försedd med röntgenlinje - Blue line
- \* Tydliga markeringar
- \* MR-villkorlig. Vissa försiktighetsåtgärder ska vidtagas.  
*Pilotballongen ska placeras och fixeras utanför det område som ska scannas.*

- \* Stämbandsmarkering 3 cm ovanför kuff
- \* Finns i storlek 5,0 - 9,5 mm
- \* Latexfri
- \* Etylenoxidsteriliserad
- \* Engångs



Benämning	Vårt Art nr	Enhet	Avdfp	Trpfp
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 5,0 mm	100/199/050	st	20	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 5,5 mm	100/199/055	st	20	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 6,0 mm	100/199/060	st	20	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 6,5 mm	100/199/065	st	20	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 7,0 mm	100/199/070	st	20	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 7,5 mm	100/199/075	st	20	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 8,0 mm	100/199/080	st	20	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 8,5 mm	100/199/085	st	20	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 9,0 mm	100/199/090	st	20	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 9,5 mm	100/199/095	st	20	20
Profil Soft Seal kuff.Oral/Nasal trakealtub 10,0 mm	100/199/100	st	20	20