



Nonwovenkompresser och torkar

Mesoft kompresser och torkar är ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell gasväv. Mesoft är latexfri och de största fördelarna är den överlägsna absorptionskapaciteten, mjukheten och dess låga fibersläpp.



Användningsområden

Mesoft kompresser och torkar har ett brett användningsområde inom sjukvården. De kan användas som ytterförband och skydd, för sårtvätt, desinfektion, munvård och avtorkning.

Fördelar med Mesoft

- Hög absorption. Mesoft absorberar minst 50% mer vätska än gasväv.
- Produktionsteknologin och fiberblandningen resulterar i en mycket mjuk produkt.

- Det noggranna valet av fibrer ger betydligt mindre fibersläpp än traditionell gasväv.
- Fiberstruktur som gör att produkten lämpar sig utmärkt för sårtvätt.
- Mesoft kompresser och torkar behåller sin form även i vått tillstånd.
- Förpackningsdesign som underlättar hanteringen av produkten.
- Högre absorption och konkurrenskraftig prisnivå gör Mesoft till ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell gasväv.
- Innehåller ej latex.

Mesoft kompresser och torkar finns tillgängliga i ett antal storlekar, både sterila och osterila.

Mesoft kompresser 4 lagers, sterila 40 g



Art nr	Storlek	Produkt fp	Avd fp	Transp fp
156029	5 × 5 cm	2	20	720
156040	5 × 5 cm	2	150	3000
156065	5 × 5 cm	5	150	3000
156129	7,5 × 7,5 cm	2	20	520
156102	7,5 × 7,5 cm	2	250	3000
156140	7,5 × 7,5 cm	2	150	4200
156105	7,5 × 7,5 cm	5	250	5500
156165	7,5 × 7,5 cm	5	150	4200
156329	10 × 10 cm	2	20	400
156340	10 × 10 cm	2	150	3450
156365	10 × 10 cm	5	150	3450
156310	10 × 10 cm	10	150	2250
156440	10 × 20 cm	2	120	1200
156465	10 × 20 cm	5	120	1200

Mesoft kompresser, osterila 40 g



Art nr	Storlek	Avd fp	Transp fp
156015	5 × 5 cm	100 **	3200
156000	5 × 5 cm	300 **	2400
156115	7,5 × 7,5 cm	100 **	2000
156100	7,5 × 7,5 cm	250 **	3750
156315	10 × 10 cm	100 *	3000
156300	10 × 10 cm	250 **	2500
156415	10 × 20 cm	100 *	2800
156400	10 × 20 cm	250 **	1250

* Levereras i papperspåse

** Levereras i pappkartong

Mesoft kompresser, osterila 30 g



Art nr	Storlek	Avd fp	Transp fp
157000	5 × 5 cm	100	7000
156056	5 × 5 cm	150 ***	3150
157100	7,5 × 7,5 cm	100	6000
156156	7,5 × 7,5 cm	150 ***	4200
157300	10 × 10 cm	100	3600
156356	10 × 10 cm	120 ***	2160
157400	10 × 20 cm	100	2200

*** Renrutinsförpackning medger dispensering samtidigt som den skyddar från luftburen kontamination. Övriga artiklar levereras i papperspåse.

Mesoft slitskompress 4 lagers, sterila 40 g



Art nr	Storlek	Produkt fp	Avd fp	Transp fp
155030	10 × 10 cm	1	130	1950

Mesoft torkar, sterila 30 g



Art nr	Storlek	Diam.	Produkt fp	Avd fp	Transp fp
156760	Small	28 mm	5	100	2800
156860	Medium	39 mm	5	100	1500
156960	Large	45 mm	5	70	1050
156961	Large	45 mm	10	120	1200

Mesoft torkar, osterila 30 g



Art nr	Storlek	Diam.	Avd fp	Transp fp
156700	Small	28 mm	100	2200
156800	Medium	39 mm	100	1300
156900	Large	45 mm	100	900

Levereras i plastpåse.

Mölnlycke Health Care AB

Box 130 80, 402 52 Göteborg

Tel: 031-72 30 00, Fax: 031-722 34 01

www.molnlycke.com

Mölnlycke-symbolen och textbilden är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care AB