



PRODUKTFAKTABLAD

Abri-Fix Bodystocking

Produktbeskrivning: Abri-Fix Bodystocking är en vit fixeringsbody i 75 % bomull, 20 % polyamid, 5 % elastan för tillfällen där bara allt-i-ett skydd eller skydd med fixeringsbyxa inte är optimalt för slutanvändaren. Fixeringsbodyn har stabila YKK-dragkedjor i grenen och på båda axlarna. Dragkedjorna, som är nickelfria, är ordentligt skyddade kommer inte i kontakt med huden. Dragkedjan placeras i ett sytt garage när bodyn är stängd. Tyget är slitstarkt men känns flexibelt, mjukt och skönt att bära. Fixeringsbodyn tillverkas med sömlös stickning, vilket minskar antalet sömmar. Tvättanvisning med symboler finns på mjuk etikett i nacken.

Tvättanvisning: 60 grader, lätt torktumling, klarar minst 100 tvättar (etiketten kan blekna efter ca 80 tvättar). Kan krympa 8 %. Tvättas med stängda dragkedjor och med fördel i tvättpåse för att ytterligare förlänga hållbarheten.

Symbol:



Material: 75 % bomull, 20 % polyamid, 5 %

Ytteremballage: Wellpappkartong

Märkning: CE-märkt enligt kraven i det Europeiska direktivet för medicintekniska produkter, MDD 93/42/EEC

Destruktion av vara: Kan brännas eller kastas i hushållssoporna
Destruktion av emb: Kan lämnas på återvinningscentralen eller förbrännas

Datum: 2020-02-21



Abri-Fix Art.nr	Produkt	Antal st./fp	Antal fp/ kart	Antal kart/ pall	Höft- mått cm	Midje- mått cm
1000012709	Bodystocking S	1	3	160	80-105	65-90
1000012710	Bodystocking M	1	3	160	85-110	70-100
1000012711	Bodystocking L	1	3	160	90-115	80-110
1000012712	Bodystocking XL	1	3	160	95-120	90-120
1000012713	Bodystocking XXL	1	3	160	100-125	90-125

Det är viktigt att få utprovat och välja rätt storlek för komfortabel användning
Lätt att ta på och justera - Bodystocking kan öppnas helt i både gren och axlar med dragkedjor
Motverka skador på slutanvändare och/eller produkt genom att justera och säkerställ att Bodystocking är på plats innan igenstängning av dragkedjor.

Inkontinensskyddet ska skålförmas vid iläggning för säker fixering.

