



per flaska (200 ml)

480
kcal
2,4 kcal/ml

28,8g
Protein

Fresubin® PRO Drink Hasselnot

Ett kosttillskott utvecklat för äldre vuxna med höga nutritionsbehov och som har ökad risk för undernäring

Energirikt (2,4 kcal/ml), proteinrikt kosttillskott anpassat för kostbehandling av patienter med risk för undernäring och vars tillstånd kan innebära ökade behov av energi, protein, kalcium och vitamin D, som t.ex. sarkopeni, skörhet eller åldersrelaterad muskelsvaghet.

Innehåller rekommenderade nivåer av kalcium och vitamin D för att möta nutritionsbehoven hos äldre vuxna.

Hög energitäthet (2,4 kcal/ml) kan hjälpa till att nå det rekommenderade intaget av energi i en flaska^{1,2}

Högt proteininnehåll (28,8 g/flaska)

25-30 g protein är den mest effektiva dosen för att maximalt stimulera och bibehålla muskelproteinsyntesen hos malnutrierade patienter med ökade näringsbehov³

Högt innehåll av D-vitamin (10 µg/flaska) och kalcium (700 mg/flaska) täcker det rekommenderade dagliga intaget för vuxna 65 år eller äldre^{4,6}

Fresubin PRO Drink

Fresubin PRO Drink finns i 200 ml EasyBottle i totalt fem olika smaker:
Aprikos-Persika, Cappuccino, Hasselnöt, Tropiska frukter och Vanilj.



Näringsdeklaration

Innehåll

Smak Hasselnöt

		per 100 ml	flaska = 200 ml
Energifördelning (energi %)			
	kJ (kcal)	1008 (240)	2016 (480)
Fett	g	9,4	18,8
varav mättat fett	g	0,7	1,4
varav enkelomättat fett	g	6,3	12,6
varav fleromättat fett	g	2,4	4,8
Kolhydrater	g	24,4	48,8
varav sockerarter	g	6,1	12,2
varav laktos	g	≤ 0,8	≤ 1,6
Fiber	g	0	0
Protein	g	14,4	28,8
varav mjölkprotein	%	100	100
varav kasein/vassle	%	80/20	80/20
Salt	g	0,08	0,16
Vitaminer			
Vitamin A	µg RE ^o	260	520
Vitamin D	µg	5	10
Vitamin E	mg α-TE ^{oo}	4	8
Vitamin K	µg	16	32
Vitamin C	mg	30	60
Tiamin	mg	0,4	0,8
Riboflavin	mg	0,5	1
Niacin	mg/mg NE ^{ooo}	0,75/3,92	1,50/7,84
Vitamin B ₆	mg	0,47	0,94
Folsyra	µg	80	160
Vitamin B ₁₂	µg	1,1	2,2
Biotin	µg	12	24
Pantotensyra	mg	1,9	3,8
Mineraler och spårelement			
Natrium	mg	30	60
Kalium	mg	87	174
Klorid	mg	11	22
Kalcium	mg	350	700
Fosfor	mg	220	440
Magnesium	mg	16	32
Järn	mg	2,0	4,0
Zink	mg	2,4	4,8
Koppar	mg	0,32	0,64
Mangan	mg	0,65	1,3
Fluor	mg	0,18	0,36
Selen	µg	14	28
Krom	µg	12,5	25
Molybden	µg	20	40
Jod	µg	50	100
Osmolaritet	mosmol/l	570	570
Osmolalitet	mosmol/H ₂ O	900	900

Energifördelning (E %): Fett 35 %, kolhydrater 41 %, fiber 0 %, protein 24 %
^o retinol equivalents (RE), ^{oo} alpha-tocopherol equivalents (α-TE), ^{ooo} niacin equivalents (NE)
Fettkälla: rapsolja, solrosolja. Proteinkälla: mjölk. Kolhydratkälla: glukosirap, sackaros.
Omega-3/omega-6 ratio: 1:2,5.
Vattenmängd per 100 ml: 63 ml

Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Kosttillsägg med högt energi- (2,4 kcal/ml) och proteininnehåll. Högt innehåll av kalcium och vitamin D. Låg laktoshalt och glutenfri. För kostbehandling av patienter med, eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi, protein, kalcium samt D-vitaminbehov, t.ex. vid sarkopeni, skörhet eller åldersrelaterade muskuloskeletal sjukdomar.

Dosering:

Som kosttillsägg rekommenderas 1-2 flaskor per dag, eller enligt inrådan från sjukvårdspersonal.

Viktigt:

Ska användas under medicinsk övervakning. Inte lämplig som enda näringskälla. Inte lämplig för barn under 7 år. Använd med försiktighet till barn under 10 år. Inte lämplig till patienter med galaktosemi.

Förvaringsanvisning:

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska kan förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar. Serveras bäst kyld. Skaka väl innan användning. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Ingredienser

Vatten, glukosirap, mjölkprotein, vegetabiliska oljor (rapsolja, solrosolja), sackaros, arom, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), surhetsreglerande medel (E 501, E 500), stabiliseringsmedel (E 460, E 466), vitamin C, skumdämpningsmedel (E 471), järndifosfat, zinksulfat, pantotensyra, manganklorid, vitamin E, niacin, kopparsulfat, tiamin, riboflavin, vitamin B₆, vitamin A, natriumfluorid, folsyra, kaliumjodid, kromklorid, natriummolybdat, natriumselenit, biotin, vitamin K, vitamin D, vitamin B₁₂.

Smaker

Hasselnöt: finns i förpackning om 4x200 ml EasyBottle, varunummer 842869, artikelnummer 7706601.

Minsta beställningsmultipel Apotek: 1 x 4 x 200 ml.

1) Volkert D, et al. *Clin Nutr*. 2018;doi:10.1016/j.clnu.2018.05.024. 2) Hubbard G et al. *Clin Nutr* 2012; 31(3): 293-312. 3) Paddon-Jones D, Rasmussen BB. *Dietary protein recommendations and the prevention of sarcopenia*. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*. 2009;12(1):86-90. 4) EFSA NDA Panel. *Scientific Opinion on Dietary Reference Values for vitamin D*. *EFSA Journal* 2016;14(10): 4547. doi: 10.2903/j.efsa.2016.4547. 5) D-A-CH: *Referenzwerte für die Nährstoffaufnahme*; 2018. 6) EFSA NDA Panel. *Scientific Opinion on Dietary Reference Values for calcium*. *EFSA Journal* 2015;13(5):4101, 82 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4101



**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi AB
www.fresenius-kabi.se

Order
E-post: order.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20

Produktfrågor
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-116 68 44

Övriga frågor
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20