

Product Specifications

Märke : Cenaman
Produkt : Cenaman ENFit Sprutor

Förpackning & produktreferens

Produkt Referens	Beskrivning	Storlek	Stycke	Inre Kartongstycken	Yttre Kartongstycken
10002919	Cenaman ENFit-spruta 60 ml decentraliserad spets med förslutningslock 60 ml	60 ml	1	30	300 (10x30)
10002918	Cenaman ENFit-spruta 60 ml centraliserad spets med förslutningslock 60 ml	60 ml	1	30	300 (10x30)
10002917	Cenaman ENFit-spruta 20 ml	20 ml	1	100	900 (9x100)
10002916	Cenaman ENFit-spruta 10 ml	10 ml	1	100	1500 (15x100)

Produktbeskrivning

Cenaman ENFit-sprutan används för administrering av enteral näring och för spolning av andra matningsanordningar. ENFit-kontakten säkerställer en säker och solid anslutning till enterala matningsenheter eller kontakter med ENFit-anslutning. Spolning med vatten måste göras före och efter administrering av enteral näring och är nödvändig för att undvika igensättning av enterala utfodringsanordningar.

Avsedd användning

Cenaman ENFit-sprutor är sterila enheter för engångsbruk som är avsedda att användas i kliniska eller hemvårdande miljöer i alla åldersgrupper.

Indikationer

Administrering av enteral näring och spolning (med vatten).

Kontraindikation

Får endast användas för administrering av enteral näring. Använd inte efter 24 timmar.

Klassificering

Klass 1 steril medicinteknisk utrustning enligt rådets direktiv 93/42 / EEG.

Product Specifications

Funktioner

- Produkterna förpackas individuellt i en pappers-poly-påse
- Svarta linjemarkeringar är synliga på pipan som indikerar volymen i ml
- Transparent plastfat och lila kolv
- Kolvbotten är gjord av flexibelt material i färgen svart
- Fatens diameter och kolvmått är lämpliga för att förhindra läckage och för att säkerställa tillräckligt motstånd
- Sprutans förslutningskåpa i färgen lila finns i båda 60 ml-varianterna

Sterilisering

EO-steriliserad: produkten steriliseras med etylenoxid.

Produktkomponenter

- Kolv, tillverkad av polyisoprengummi
- Fat, tillverkat av PP - polypropen
- Kolv, tillverkad av PP - polypropen
- Skyddande lock, tillverkad av PP - polypropen
- Papperspoly-påse, tillverkad av PE - polyeten och papper

Specifikationer

Produkt Referens	Beskrivning	Längd	Bredd
10002919	Cenaman ENFit-spruta 60 ml decentraliserad spets med förslutningslock 60 ml	155 mm	29.50 mm
10002918	Cenaman ENFit-spruta 60 ml centraliserad spets med förslutningslock 60 ml	155 mm	29.50 mm
10002917	Cenaman ENFit-spruta 20 ml	130 mm	28.6 mm
10002916	Cenaman ENFit-spruta 10 ml	120 mm	22 mm

Lagringsförhållanden

Inga specifika lagringsförhållanden definieras. Produkten är endast engångsbruk, inte avsedd att återanvändas.

Product Specifications

Hållbarhetstid

5 år.

Frånvaro av specifika komponenter

Komponent	Närvarande
Latex	Inte närvarande
Phthalates	Inte närvarande