

Produktblad

27004 Tens/Nmes Promed EMT-6

En 2-kanalig kombinerad Tens och Nmes apparat som är mycket prisvärd och användarvänlig. Smärtbehandling och muskelstimulering i samma apparat. Det finns 11 förinställda fasta program och 4 användarprogram där man själv kan välja inställningar. Val av nedan inställningar:

- Frekvens 2-110 Hz
- Pulsbredd 50-330 usek
- Tid 1-60 min
- Funktionstid 1-30 sek
- Vilotid 1-60 sek
- Ramptid 1-6 sek.

Apparaten har en minnes- och låsfunktion och levereras komplett med kablar, självhäftande elektroder, batteri och bärväska.



Vikt	90 gram
Storlek	23,5x21x7 cm (LxBxH)
Frekvens	2-110 Hz
Pulsbredd	50-330 usek
Funktionstid	1-30 sek
Ramptid	1-6 sek
Funktionstid	1-30 sek
Märkning	CE-märkt enligt MDD-direktivet
Garantitid	2 år